

# POIGNÉE ANTI- MICROBIENNE



Réf. G22001

Élimine  
**99.9%**  
des  
bactéries

S'adapte à  
tous les  
types de  
poignées

La poignée anti-microbienne,  
la solution parfaite pour éviter  
les contaminations croisées !

#### Utilisation simple:

- presser les petits dômes pour activer les agents anti-bactériens
- fixer la poignée
- changer la poignée quand l'indicateur visuel s'enclenche

#### Fonctionnement:

Les agents anti-bactériens s'imprègnent sur la poignée anti-microbienne et tuent les germes présents sur toute la surface. La poignée reste ainsi automatiquement désinfectée et propre en permanence. Un indicateur visuel vous informe quand changer la poignée (durée d'efficacité de 6 mois).

#### Vos avantages:

- gain de temps et de produit : plus nécessaire de désinfecter régulièrement la poignée avec un produit spécifique
- sécurité et protection permanente pour tous les utilisateurs

# PAPIVAL

EMBALLAGE HYGIÈNE

Papival SA • Rte de Préjeux 10 • CP 4235 • 1950 Sion 4  
Tél. +41 (0)27 205 70 20 • Fax +41 (0)27 205 70 21  
www.papival.ch • contact@papival.ch