


APESIN spray F



Spray désinfectant de contact sans rinçage, liquide – sans parfum

- Action rapide
- Sans parfum, sans colorant

Performances

- APESIN spray F est un désinfectant à action rapide contre les bactéries, les levures et les virus (spectre limité).
- Il convient pour toutes les surfaces et matériels résistant aux alcools dans les établissements de santé, l'industrie et les collectivités comme les cuisines.
- APESIN spray F économise une étape de nettoyage car les surfaces en contact avec les aliments ne doivent pas être rincées à l'eau après l'utilisation du produit. Formule conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/99).
- Ne contient pas de chlore, d'aldehyde et de phenol.

Domaines d'application

- Le produit peut être utilisé sur les matelas, les lits, les chariots, les plateaux à instrument, les tapis, le carrelage des salles de bain, poubelles, abattants toilette, interrupteurs, poignées de porte, meubles et surfaces de travail, mains courantes, chaussures, ainsi que dans des endroits difficiles d'accès.
- Convient également pour le nettoyage et la désinfection des surfaces alimentaires, comptoirs, buffets, matériels et ustensiles de cuisine tels que les trancheurs, hachoirs, couteaux.
- APESIN spray F peut être utilisé sur les surfaces en aluminium.
- Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles à l'alcool (ex: PLEXIGLAS®).

Utilisation

- Appliquer non dilué. Vaporiser directement sur les surfaces à traiter à une distance de 20-30 cm de façon à ce que toute la surface soit recouverte, ou vaporiser sur un chiffon propre et étaler sur toute la surface.
- Max. 50 ml/m². Do not spray larger surfaces (max. 2m²).
- Laissez agir le produit, pour des informations détaillées et le temps d'action, voir page suivante: Normes et spectre d'activité.

Déclaration des ingrédients:

Ingredients pour 100g: 40g ISOPROPYL ALCOHOL, 25g PROPYL ALCOHOL

Sites de production et développement durable:



Précautions d'utilisation, de stockage et de conservation

Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informations plus détaillées, consulter Fiche de données de sécurité. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stockage: Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine.

Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Utilisation et Dosage

Suivre les instructions ci-dessous.



Désinfection:
Convient aux locaux ayant des exigences spécifiques en matière d'hygiène.



Utilisation en spray:
Pulvériser sur une lavette propre ou sur la surface et étaler.



Nettoyage des surfaces:
Essuyez la surface mouillée ou humide avec une lavette



Nettoyage des toilettes:
Nettoyer l'abattant et l'extérieur du WC



Idéal pour une utilisation sur les surfaces en cuisine.



Unité de vente:

Ref. d'achat.: 714929 10 x 750 ml

pH à 1%:



Le partenaire à votre service:

PAPIVAL
EMBALLAGE HYGIÈNE



APESIN spray F

Spray désinfectant de contact sans rinçage, liquide – sans parfum

Désinfection des surfaces:		Temps d'action			
Alimentaire, Industrie & institutionnel		30 sec.	1 min.	2 min.	5 min.
Bactéricide					
EN 1276	charge organique élevée		x		
EN 13697	charge organique élevée		x		
Lévuricide					
EN 1650	charge organique élevée		x		
EN 13697	charge organique faible		x		
Désinfection des surfaces		Temps d'action			
Milieu médical		30 sec.	1 min.	2 min.	5 min.
Bactéricide					
EN 13727	charge organique élevée	x			
EN 13697	charge organique élevée		x		
EN 16615	charge organique élevée		x		
Tuberculocide					
EN 14348	charge organique élevée	x			
Lévuricide					
EN 13624	charge organique élevée	x			
EN 13697	charge organique élevée		x		
EN 16615	charge organique élevée		x		
Virucide					
EN 14476 virucidie contre les virus enveloppé	charge organique élevée	x			
EN 14476 (Vacciniavirus)	charge organique élevée	x			
EN 14476 (MNV)	charge organique élevée			x	



NOTE D'INFORMATION : Nettoyants Désinfectants actifs sur Coronavirus

❖ Les CORONAVIRUS :

Les coronavirus sont des virus à ARN fréquents qui sont responsables d'infections digestives et respiratoires chez l'Homme et l'animal.

Les coronavirus peuvent se montrer pathogènes chez les mammifères (Homme, chien, chat...) et les oiseaux. Ils comprennent un grand nombre de virus provoquant différentes maladies plus ou moins graves comme :

- ✓ Des infections respiratoires comme le rhume.
- ✓ Le Sras (syndrome respiratoire aigu sévère)
- ✓ Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient est provoqué par le coronavirus MERS-CoV. Le MERS-CoV a été identifié en 2012.

...

Les nettoyants désinfectants actifs sur les coronavirus sont ceux actifs sur virus enveloppés et ayant une efficacité prouvée selon la norme EN 14476 ou selon le test sDVV/RKI sur virus enveloppés (Vacciniavirus par ex.).

❖ NETTOYANTS DESINFECTANTS de Werner & Mertz actifs sur le coronavirus :

WERNER & MERTZ vous rappelle :

Avant toute utilisation de désinfectant, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé.

✓ **PRODUITS PRÊT A L'EMPLOI**



**Spray désinfectant de contact
sans rinçage, sans parfum**

Ref. 714929 10 x 750 ml

ACTIF en 30s
sur virus enveloppés dont
Coronavirus
selon EN 14476 en conditions de saleté



**Nettoyant désinfectant
moussant multi-surfaces**

Ref. : 714319 6 x 325 mL

ACTIF en 1min
sur virus enveloppés dont
Coronavirus
selon EN 14476 en conditions de saleté



✓ **PRODUITS PRÊT A L'EMPLOI**



Nettoyant désinfectant moussant pour sanitaire

Ref. : 714319 6 x 325 mL

ACTIF en 5min
sur virus enveloppés dont
Coronavirus
selon EN 14476 en conditions de saleté



Nettoyant désinfectant liquide pour les sanitaires

Ref.: 714815 10 x 750 mL

ACTIF en 5min
sur virus enveloppés dont
Coronavirus
selon EN 14476 en conditions de saleté

✓ **PRODUITS CONCENTRES**



Nettoyant désinfectant liquide pour les sanitaires

Ref. 714935 10 x 1L
714818 2 x 5L
715258 2 x 2L

ACTIF à 1,5% en 5min
sur virus enveloppés dont
Coronavirus
selon EN 14476 en conditions de saleté



Nettoyant désinfectant sols & surfaces

Ref. : 713184 2 x 5L
713183 10 x 2L
713522 250 x 20mL

ACTIF à 2% en 15min
sur virus enveloppés dont
Coronavirus
selon test DVV / RKI sur virus enveloppés



Nettoyant désinfectant multi-usages

Ref. 713314 2 x 5L

ACTIF à 2% en 15min
sur virus enveloppés dont
Coronavirus
selon test DVV / RKI sur virus enveloppés